




## Produktspezifikation

IsoFreeze® MCT Rack, PP, Rastermaß: 6 x 4,  
passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2  
ml)

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	95.983
Artikelbeschreibung	IsoFreeze® MCT Rack, Material: PP, mehrfarbig, Rastermaß: 6 x 4, passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml), 1 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Passend für	Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2 ml)
Rastermaß	6 x 4

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	mehrfarbig
Farbe des Verschlusses	transparent
Farbe des Rahmen	weiß

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für  
dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor,  
Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige  
Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-26

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**IsoFreeze® MCT Rack, PP, Rastermaß: 6 x 4,**  
**passend für Reagiergefäße Ø 10,8 mm (1,5 ml & 2**  
**ml)**

**Seite 2**

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie                      kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert                                nein

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)    1  
Kleinste Unterverpackung        Karton  
Stück pro Innenkarton            1  
Stück pro Umkarton                5  
Stück pro Palette                 240  
Tiefe des Umkartons               197 mm  
Breite des Umkartons              93 mm  
Höhe des Umkartons               584 mm  
Volumen des Umkartons          0,0107 cbm  
Gewicht des Produktes            0,349 kg  
Gewicht des Umkartons          2,5 kg  
EAN des Innenkartons            4038917394895  
EAN des Umkartons                4038917394888

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-26

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**