




## Produktspezifikation

Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ):  
150 x 70 mm, graduiert, PP, transluzent, mit  
Papieretikett

Seite 1



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.9922.815
Artikelbeschreibung	Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ): 150 x 70 mm, transluzent, Verschluss: natur, graduiert, Material: PP, Schraubverschluss, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, steril, 80 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Behälter für Wasserproben
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	500 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



## Produktspezifikation

**Mehrzweck-Becher, max. Volumen: 500 ml, (LxØ):  
150 x 70 mm, graduiert, PP, transluzent, mit  
Papieretikett**

**Seite 2**

### Maße

Volumen max	500 ml
Durchmesser	70 mm
Höhe des Produktes	150 mm
Länge des Produktes	150 mm

### Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transluzent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	natur
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

### Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 9"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	105
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	105
Stück pro Umkarton	105
Stück pro Palette	2520
Tiefe des Umkartons	534 mm
Breite des Umkartons	384 mm
Höhe des Umkartons	519 mm
Volumen des Umkartons	0,1025 cbm
Gewicht des Umkartons	7,35 kg
EAN des Innenkartons	4038917153348
EAN des Umkartons	4038917234863

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**