



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	51.9923.821
Artikelbeschreibung	Becher, Natrium-Thiosulphat, (LxØ): 78 x 70 mm, transparent, Verschluss: gelb, graduiert, Material: PS, Schraubverschluss, Verschluss montiert, mit Papieretikett, Etikett/Druck: schwarz, steril, 210 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Art der Präparierung	Natrium-Thiosulphatlösung
Etikett / Druck	mit Papieretikett
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbereich	Behälter für Wasserproben
Bodenform	Flachboden
Arbeitsvolumen	250 ml

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	250 ml
Durchmesser	70 mm
Höhe des Produktes	78 mm
Länge des Produktes	78 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	gelb
Material der Röhre	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	versiegelt bei 9"hg/10 min
Latexfrei	ja
Reinheitsstandard	steril
Pyrogenfreiheit	nein
Sicherheitsdatenblatt	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	210
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	240
Stück pro Umkarton	210
Stück pro Palette	5040
Tiefe des Umkartons	534 mm
Breite des Umkartons	384 mm
Höhe des Umkartons	519 mm
Volumen des Umkartons	0,1025 cbm
Gewicht des Umkartons	10,15 kg
EAN des Innenkartons	4038917154567
EAN des Umkartons	4038917235068

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

