



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 90.2620.301
Artikelbeschreibung Länge: 1,5 m, transparent, für IVARO, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Passend für IVARO

Maße

Durchmesser 0,8 mm
Länge des Produktes 1,5 m

Material & Farben

Material des Produktes Bioprene
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 1
Stück pro Umkarton 10
Volumen des Umkartons 0,0062 cbm
Gewicht des Produktes 0,0005 kg
EAN des Innenkartons 4038917584234
EAN des Umkartons 4038917584227

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

