



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 92.2620.302 |
| Artikelbeschreibung | Länge: 1,5 m, Material: Bioprene, transparent, für IVARO, 1 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|-------------|-------|
| Passend für | IVARO |
|-------------|-------|

Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Durchmesser | 0,8 mm |
| Länge des Produktes | 1,5 m |

Material & Farben

| | |
|------------------------|-------------|
| Material des Produktes | Bioprene |
| Farbe des Produktes | transparent |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | kein Medizinprodukt IVD |
| Chargiert | nein |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 1 |
| Stück pro Umkarton | 10 |
| Tiefe des Umkartons | 280 mm |
| Breite des Umkartons | 220 mm |
| Höhe des Umkartons | 100 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0062 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0005 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917584197 |
| EAN des Umkartons | 4038917584180 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

