



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	92.2620.303
Artikelbeschreibung	Länge: 1,5 m, Material: Silikon, transparent, für IVARO, 1 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Passend für	IVARO
-------------	-------

### Maße

Durchmesser	2,4 mm
Länge des Produktes	1,5 m

### Material & Farben

Material des Produktes	Silikon
Farbe des Produktes	transparent

### Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	nein

### Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	10
Tiefe des Umkartons	280 mm
Breite des Umkartons	220 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0062 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
EAN des Innenkartons	4038917584159
EAN des Umkartons	4038917584142

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

