



### **Artikelbeschreibung**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Bestellnummer       | 83.3925.400   |
| Artikelbeschreibung | Zellkulturplatte, 96 Well, Material: PS, Oberfläche: BIOFLOAT?, für Sphäroidkultur, Rundboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Verschlussart    | Stülpdeckel     |
| Zelltyp          | Sphäroidkultur  |
| Bodenform        | Rundboden       |
| Anzahl der Wells | 96              |
| Arbeitsvolumen   | 0,1 ml - 0,2 ml |
| Gefäßtyp         | Platte          |

### **Maße**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Volumen max          | 0,31 ml  |
| Breite des Produktes | 85,2 mm  |
| Höhe des Produktes   | 16,55 mm |
| Länge des Produktes  | 127,8 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material des Produktes    | Polystyrol (PS) |
| Farbe des Produktes       | transparent     |
| Material des Verschlusses | Polystyrol (PS) |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD                            |
| Reinheitsstandard | steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch |
| Sterilisation     | Elektronenbestrahlung                                |
| Nicht zytotoxisch | ja   |
| Chargiert         | ja   |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 4             |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 4             |
| Stück pro Umkarton          | 24            |
| Stück pro Palette           | 1440          |
| Tiefe des Umkartons         | 322 mm        |
| Breite des Umkartons        | 257 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 245 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0203 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,049 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 2,36 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917923965 |
| EAN des Umkartons           | 4038917923972 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

