



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.1826
Artikelbeschreibung	Spritzenvorsatzfilter, Filtropur S, Membran: PES, Filtrationsfläche: 6,2 cm ² , Porengröße: 0,45 µm, zur Klarfiltration, Anschluss: Luer-Lock, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	zur Klarfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	6,2 cm ²
Porengröße	0,45
Anschluss	Luer-Lock

Maße

Durchmesser	33 mm
-------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Spritzenvorsatzfilter, Filtropur S, PES,
Porengröße: 0,45 µm, zur Klarfiltration

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS)
Farbe des Produktes	gelb
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	375 mm
Breite des Umkartons	285 mm
Höhe des Umkartons	530 mm
Volumen des Umkartons	0,0566 cbm
Gewicht des Produktes	0,0042 kg
Gewicht des Umkartons	3,1 kg
EAN des Innenkartons	4038917087742
EAN des Umkartons	4038917006026

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT