



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.1826.102
Artikelbeschreibung	Spritzenvorsatzfilter, Filtropur S plus, Vorfilter: GF, Membran: CA, Filtrationsfläche: 6,2 cm ² , Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Luer-Lock, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	6,2 cm ²
Porengröße	0,2
Anschluss	Luer-Lock

Maße

Durchmesser	33 mm
-------------	-------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Spritzenvorsatzfilter, Filtropur S plus, CA,
Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes	Methacrylat-Butadien-Styrol (MBS)
Farbe des Produktes	hellblau
Material der Membrane	Celluloseacetat (CA)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	375 mm
Breite des Umkartons	285 mm
Höhe des Umkartons	530 mm
Volumen des Umkartons	0,0566 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	4,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917133920
EAN des Umkartons	4038917025263

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT