



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3940.001
Artikelbeschreibung	Filtropur V25, Vakuumfiltrationseinheit, 250 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	63,6 cm ²
Porengröße	0,2
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	250 ml
Filtrationsvolumen	250 ml
Höhe des Produktes	143,9 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	288
Tiefe des Umkartons	521 mm
Breite des Umkartons	203 mm
Höhe des Umkartons	381 mm
Volumen des Umkartons	0,0403 cbm
Gewicht des Produktes	0,1376 kg
Gewicht des Umkartons	2,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917411998
EAN des Umkartons	4038917411981

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

