



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3940.501
Artikelbeschreibung	Filtropur V25, Vakuumfiltrationseinheit, 250 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 50 mm, Porengröße: 0,22 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	15,16 cm ²
Porengröße	0,22
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	250 ml
Filtrationsvolumen	250 ml
Höhe des Produktes	200 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	420
Tiefe des Umkartons	433 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	236 mm
Volumen des Umkartons	0,0366 cbm
Gewicht des Produktes	0,107 kg
Gewicht des Umkartons	2,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917969215
EAN des Umkartons	4038917969222

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

