



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3940.505
Artikelbeschreibung	Auffanggefäß, für Filtropur BT 25, 250 ml, Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Filtropur BT 25
Arbeitsvolumen	250 ml
Gefäßtyp	Flasche
Filter	nein

Maße

Nennvolumen	250 ml
Filtrationsvolumen	250 ml
Höhe des Produktes	10,79 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	840
Tiefe des Umkartons	433 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	236 mm
Volumen des Umkartons	0,0366 cbm
Gewicht des Produktes	0,0552 kg
Gewicht des Umkartons	2,77 kg
EAN des Innenkartons	4038917969369
EAN des Umkartons	4038917969376

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

