



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3941.001
Artikelbeschreibung	Filtropur V50, Vakuumfiltrationseinheit, 500 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	63,6 cm <sup>2</sup>
Porengröße	0,2
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	500 ml
Filtrationsvolumen	500 ml
Höhe des Produktes	21,84 cm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	288
Tiefe des Umkartons	508 mm
Breite des Umkartons	267 mm
Höhe des Umkartons	381 mm
Volumen des Umkartons	0,0516 cbm
Gewicht des Produktes	0,1815 kg
Gewicht des Umkartons	3,36 kg
EAN des Innenkartons	4038917412056
EAN des Umkartons	4038917412049

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

