



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3941.102
Artikelbeschreibung	Filtropur BT 50, Flaschenaufsatzfilter, für Schraubverschluss 45 mm, 500 ml, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,1 µm, zur Entfernung von Mykoplasmen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbeispiel	zur Entfernung von Mykoplasmen
Passend für	Schraubverschluss 45 mm
Filter	ja
Fläche des Filter	63,6 cm ²
Porengröße	0,1
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	500 ml
Filtrationsvolumen	500 ml
Höhe des Produktes	10,61 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	576
Tiefe des Umkartons	521 mm
Breite des Umkartons	267 mm
Höhe des Umkartons	381 mm
Volumen des Umkartons	0,0529 cbm
Gewicht des Produktes	0,082 kg
Gewicht des Umkartons	3,49 kg
EAN des Innenkartons	4038917412292
EAN des Umkartons	4038917412285

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

