



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3941.502
Artikelbeschreibung	Filtropur V50, Vakuumfiltrationseinheit, 500 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 75 mm, Porengröße: 0,1 µm, zur Entfernung von Mykoplasmen, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Entfernung von Mykoplasmen
Filter	ja
Fläche des Filter	38,04 cm ²
Porengröße	0,1
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	500 ml
Filtrationsvolumen	500 ml
Höhe des Produktes	24,6 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	288
Tiefe des Umkartons	508 mm
Breite des Umkartons	391 mm
Höhe des Umkartons	285 mm
Volumen des Umkartons	0,0566 cbm
Gewicht des Produktes	0,1724 kg
Gewicht des Umkartons	3,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917969628
EAN des Umkartons	4038917969635

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

