



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3941.505
Artikelbeschreibung	Auffanggefäß, für Filtropur BT 50, 500 ml, Schraubverschluss, Verschluss montiert, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Filtropur BT 50
Arbeitsvolumen	500 ml
Gefäßtyp	Flasche
Filter	nein

### **Maße**

Nennvolumen	500 ml
Filtrationsvolumen	500 ml
Höhe des Produktes	13,93 cm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	576
Tiefe des Umkartons	512 mm
Breite des Umkartons	391 mm
Höhe des Umkartons	329 mm
Volumen des Umkartons	0,0659 cbm
Gewicht des Produktes	0,0096 kg
Gewicht des Umkartons	2,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917968911
EAN des Umkartons	4038917968928

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

