



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3941.511
Artikelbeschreibung	Filtropur BT 50, Flaschenaufsatzfilter, für Schraubverschluss 45 mm, 500 ml, Porengröße: 0,22 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Passend für	Schraubverschluss 45 mm
Filter	ja
Fläche des Filter	38,04 cm ²
Porengröße	0,22
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	500 ml
Filtrationsvolumen	500 ml
Höhe des Produktes	12,87 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Filters	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	576
Tiefe des Umkartons	510 mm
Breite des Umkartons	391 mm
Höhe des Umkartons	329 mm
Volumen des Umkartons	0,0668 cbm
Gewicht des Produktes	0,0684 kg
Gewicht des Umkartons	3,56 kg
EAN des Innenkartons	4038917969024
EAN des Umkartons	4038917969031

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

