



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3942
Artikelbeschreibung	Filtropur V100, Vakuumfiltrationseinheit, 1.000 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,45 µm, zur Klarfiltration, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Klarfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	63,6 cm ²
Porengröße	0,45
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation

**Filterpur V100, Vakuumfiltrationseinheit, 1.000 ml,
PES, 0,45 µm**

Seite 2

Maße

Nennvolumen	1.000,00 ml
Filtrationsvolumen	1000 ml
Höhe des Produktes	28,33 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	144
Tiefe des Umkartons	572 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	439 mm
Volumen des Umkartons	0,0861 cbm
Gewicht des Produktes	0,2593 kg
Gewicht des Umkartons	4,72 kg
EAN des Innenkartons	4038917412117
EAN des Umkartons	4038917412100

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-01

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT