



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3942.100
Artikelbeschreibung	Filtropur BT 100, Flaschenaufsatzfilter, für Schraubverschluss 45 mm, 1.000 ml, Membran: PES, Ø Membran: 90 mm, Porengröße: 0,45 µm, zur Klarfiltration, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Anwendungsbeispiel	zur Klarfiltration
Passend für	Schraubverschluss 45 mm
Filter	ja
Fläche des Filter	63,6 cm <sup>2</sup>
Porengröße	0,45
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Nennvolumen	1.000,00 ml
Filtrationsvolumen	1000 ml
Höhe des Produktes	15,27 cm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	24
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	288
Tiefe des Umkartons	572 mm
Breite des Umkartons	343 mm
Höhe des Umkartons	439 mm
Volumen des Umkartons	0,0861 cbm
Gewicht des Produktes	0,1305 kg
Gewicht des Umkartons	5,08 kg
EAN des Innenkartons	4038917412322
EAN des Umkartons	4038917412315

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

