



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3942.501
Artikelbeschreibung	Filtropur V100, Vakuumfiltrationseinheit, 1.000 ml, Schraubverschluss, Membran: PES, Ø Membran: 91 mm, Porengröße: 0,22 µm, zur Sterilfiltration, steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschlussart	Schraubverschluss
Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	58,93 cm ²
Porengröße	0,22
Anschluss	Stufenkegel

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Nennvolumen	1.000,00 ml
Filtrationsvolumen	1000 ml
Höhe des Produktes	31 cm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei, nicht zytotoxisch, DNase-/RNase-frei
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	12
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	12
Stück pro Palette	192
Tiefe des Umkartons	545 mm
Breite des Umkartons	425 mm
Höhe des Umkartons	350 mm
Volumen des Umkartons	0,0811 cbm
Gewicht des Produktes	0,26 kg
Gewicht des Umkartons	5,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917969123
EAN des Umkartons	4038917969130

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

