



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3944.001
Artikelbeschreibung	Druckfiltrationseinheit, Filtropur L 0.2 LS, Vorfilter: GF, Membran: PES, Filtrationsfläche: 20 cm ² , Porengröße: 0,2 µm, zur Sterilfiltration, Anschluss: Luer-Lock, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Anwendungsbeispiel	zur Sterilfiltration
Filter	ja
Fläche des Filter	20 cm ²
Porengröße	0,2
Anschluss	Luer-Lock

Maße

Filtrationsvolumen	10000 ml
--------------------	----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Material der Membrane	Polyethersulfon (PES)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	10
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	400
Tiefe des Innenkartons	352 mm
Breite des Innenkartons	155 mm
Höhe des Innenkartons	123 mm
Tiefe des Umkartons	530 mm
Breite des Umkartons	370 mm
Höhe des Umkartons	280 mm
Volumen des Umkartons	0,0549 cbm
Gewicht des Produktes	0,025 kg
Gewicht des Umkartons	4,24 kg
EAN des Innenkartons	4038917926188
EAN des Umkartons	4038917926195

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

