



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 83.3945.999
Artikelbeschreibung Zellsieb-Adapter, für 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm und 12 x 75 mm Röhren, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für 15 ml, 5 ml, 17 x 100 mm und 12 x 75 mm Röhren

Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Gassterilisation
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	25
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	8400
Tiefe des Umkartons	229 mm
Breite des Umkartons	330 mm
Höhe des Umkartons	584 mm
Volumen des Umkartons	0,0441 cbm
Gewicht des Produktes	0,0053 kg
Gewicht des Umkartons	2 kg
EAN des Innenkartons	4038917415323
EAN des Umkartons	4038917415316

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

