



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 65.386.006  
Artikelbeschreibung Codierplättchen, für CryoPure Röhren, blau, 100 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung nein  
Passend für CryoPure Röhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes blau

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	3000
Stück pro Palette	972000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	0,68 kg
EAN des Innenkartons	4038917274623
EAN des Umkartons	4038917274616

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

