



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 65.386.992
Artikelbeschreibung Codierplättchen, für CryoPure Röhren, Farbmix, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung nein
Passend für CryoPure Röhren

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes Farbmix

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	2500
Stück pro Palette	810000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0002 kg
Gewicht des Umkartons	0,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917228541
EAN des Umkartons	4038917228534

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

