




Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 5 ml, QuickSeal
Schraubverschluss, weiß

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.383
Artikelbeschreibung	CryoPure Röhre, 5 ml, Röhre: PP, QuickSeal Schraubverschluss, Verschluss montiert, HD-PE, weiß, Außengewinde, Nennvolumen: 4,5 ml, Cryo Performance Tested, 25 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	ja
Verschluss	QuickSeal Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Gewinde	Außengewinde
Arbeitsvolumen	4,5 ml
Gefäßtyp	Röhre

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 5 ml, QuickSeal
Schraubverschluss, weiß

Seite 2

Maße

Nennvolumen	4,5 ml
Volumen max	5 ml
Durchmesser	12,65 mm
Länge des Produktes	90,7 mm
Länge ohne Verschluss	83,8 mm

Material & Farben

Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)
Farbe des Verschlusses	weiß
Material der Röhre	Polypropylen (PP)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Cryo Performance Tested
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	250
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	52000
Tiefe des Innenkartons	293 mm
Breite des Innenkartons	183 mm
Höhe des Innenkartons	118 mm
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0305 cbm
Gewicht des Produktes	0,0038 kg
Gewicht des Umkartons	5,03 kg
EAN des Innenkartons	4038917081412

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
CryoPure Röhre, 5 ml, QuickSeal
Schraubverschluss, weiß

Seite 3

EAN des Umkartons

4038917080651

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT