



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.872.425
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, gelb, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 75 x 75 x 52 mm, Rastermaß: 5 x 5, für 25 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	25
Rastermaß	5 x 5

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Cryobox, 75 x 75 x 52 mm, Rastermaß: 5 x 5, für  
25 Gefäße**

**Seite 2**

**Maße**

Breite des Produktes	75 mm
Höhe des Produktes	52 mm
Länge des Produktes	75 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	2640
Tiefe des Umkartons	156 mm
Breite des Umkartons	143 mm
Höhe des Umkartons	502 mm
Volumen des Umkartons	0,0112 cbm
Gewicht des Produktes	0,058 kg
Gewicht des Umkartons	1,41 kg
EAN des Innenkartons	4038917122818
EAN des Umkartons	4038917420174

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**