



## Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.873.681
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, blau, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

## Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	53 mm
Länge des Produktes	132 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	blau
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	135 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	540 mm
Volumen des Umkartons	0,0197 cbm
Gewicht des Produktes	0,1694 kg
Gewicht des Umkartons	3,91 kg
EAN des Innenkartons	4038917122887
EAN des Umkartons	4038917415064

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

