



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.874.410
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, gelb, Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 53 mm, Rastermaß: 10 x 10, für 100 Gefäße, für CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innengewinde, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpdeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpdeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 1,2 - 2,0 ml Innengewinde
Lagerkapazität	100
Rastermaß	10 x 10

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	53 mm
Länge des Produktes	132 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	720
Tiefe des Umkartons	135 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	540 mm
Volumen des Umkartons	0,0197 cbm
Gewicht des Produktes	0,1593 kg
Gewicht des Umkartons	3,71 kg
EAN des Innenkartons	4038917122917
EAN des Umkartons	4038917415163

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

