



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	93.875.481
Artikelbeschreibung	Cryobox, mit numerischer Codierung pro Lagerplatz, zur Tieftemperaturlagerung, Material: PC, gelb, Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion, Verschluss: transparent, (LxBxH): 132 x 132 x 95 mm, Rastermaß: 9 x 9, für 81 Gefäße, für CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde, 5 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Stülpedeckel mit Belüftungsfunktion
Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit numerischer Codierung pro Lagerplatz
Passend für	CryoPure Röhren 3,5 - 5,0 ml Innen- und Außengewinde
Lagerkapazität	81
Rastermaß	9 x 9

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Breite des Produktes	132 mm
Höhe des Produktes	95 mm
Länge des Produktes	132 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	400
Tiefe des Umkartons	318 mm
Breite des Umkartons	318 mm
Höhe des Umkartons	508 mm
Volumen des Umkartons	0,0512 cbm
Gewicht des Produktes	0,215 kg
Gewicht des Umkartons	5 kg
EAN des Innenkartons	4038917122962
EAN des Umkartons	4038917076661

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

