



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3900.300
Artikelbeschreibung	Zellkulturschale, (ØxH): 35 x 10 mm, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, TC Tested, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Bodenform	SUREGrip Design
Wachstumsfläche	9,4 cm ²
Arbeitsvolumen	3 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	35 mm
Höhe des Produktes	10 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	30000
Tiefe des Umkartons	322 mm
Breite des Umkartons	257 mm
Höhe des Umkartons	245 mm
Volumen des Umkartons	0,0203 cbm
Gewicht des Produktes	0,0037 kg
Gewicht des Umkartons	2,56 kg
EAN des Innenkartons	4038917338042
EAN des Umkartons	4038917365802

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

