



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3901
Artikelbeschreibung	Zellkulturschale, (ØxH): 60 x 15 mm, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, TC Tested, 10 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	SUREGrip Design
Wachstumsfläche	22,1 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	5 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	60 mm
Höhe des Produktes	15 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	12000
Tiefe des Umkartons	332 mm
Breite des Umkartons	332 mm
Höhe des Umkartons	380 mm
Volumen des Umkartons	0,0419 cbm
Gewicht des Produktes	0,0079 kg
Gewicht des Umkartons	5,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917338073
EAN des Umkartons	4038917338066

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

