



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3902.500
Artikelbeschreibung	Zellkulturschale, (ØxH): 100 x 20 mm, Material: PS, Oberfläche: Suspension, für Suspensionszellen, Codierungsfarbe: grün, TC Tested, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpdeckel
Zelltyp	Suspensionszellen
Bodenform	SUREGrip Design
Wachstumsfläche	58,8 cm ²
Arbeitsvolumen	13 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	100 mm
Höhe des Produktes	20 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	300
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	10
Stück pro Umkarton	300
Stück pro Palette	4200
Tiefe des Umkartons	505 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	460 mm
Volumen des Umkartons	0,0727 cbm
Gewicht des Produktes	0,0193 kg
Gewicht des Umkartons	7,37 kg
EAN des Innenkartons	4038917338226
EAN des Umkartons	4038917338219

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

