



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 83.3910.002  |
| Artikelbeschreibung | Zellkulturflasche, T-25, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Filterkappe, TC Tested, 10 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Verschluss      | Filterkappe        |
| Zelltyp         | adhärenente Zellen |
| Wachstumsfläche | 25 cm <sup>2</sup> |
| Arbeitsvolumen  | 7 ml - 12,5 ml     |
| Gefäßtyp        | Flasche            |
| Codierung Farbe | rot                |

### **Material & Farben**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Material des Produktes    | Polystyrol (PS)  |
| Material des Verschlusses | Polyethylen (PE) |
| Farbe des Verschlusses    | rot              |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | kein Medizinprodukt   IVD |
| Reinheitsstandard | TC Tested                 |
| Sterilisation     | Gammabestrahlung          |
| Pyrogenfreiheit   | ja                        |
| Nicht zytotoxisch | ja                        |
| Chargiert         | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 300           |
| Kleinste Unterverpackung    | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton       | 10            |
| Stück pro Umkarton          | 300           |
| Stück pro Palette           | 6000          |
| Tiefe des Umkartons         | 602 mm        |
| Breite des Umkartons        | 408 mm        |
| Höhe des Umkartons          | 340 mm        |
| Volumen des Umkartons       | 0,0835 cbm    |
| Gewicht des Produktes       | 0,0173 kg     |
| Gewicht des Umkartons       | 7,53 kg       |
| EAN des Innenkartons        | 4038917337625 |
| EAN des Umkartons           | 4038917337618 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

