



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3922.005
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 24 Well, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Flachboden, TC Tested, 5 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	24
Wachstumsfläche	1,82 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	1 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	3,39 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	22,45 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	2000
Tiefe des Umkartons	567 mm
Breite des Umkartons	372 mm
Höhe des Umkartons	345 mm
Volumen des Umkartons	0,0728 cbm
Gewicht des Produktes	0,0568 kg
Gewicht des Umkartons	8,45 kg
EAN des Innenkartons	4038917360197
EAN des Umkartons	4038917360180

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

