



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3922.300
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 24 Well, Material: PS, Oberfläche: Cell+, für anspruchsvolle adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: gelb, Flachboden, TC Tested, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	anspruchsvolle adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	24
Wachstumsfläche	1,82 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	1 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	gelb

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	3,39 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	22,45 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	2400
Tiefe des Umkartons	332 mm
Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	275 mm
Volumen des Umkartons	0,0271 cbm
Gewicht des Produktes	0,0569 kg
Gewicht des Umkartons	3,59 kg
EAN des Innenkartons	4038917338554
EAN des Umkartons	4038917338547

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

