



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3924
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 96 Well, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Flachboden, TC Tested, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	96
Wachstumsfläche	0,29 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	0,2 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Volumen max	0,39 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	16,55 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	3200
Tiefe des Umkartons	332 mm
Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0212 cbm
Gewicht des Produktes	0,0568 kg
Gewicht des Umkartons	3,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917338707
EAN des Umkartons	4038917338691

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

