



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3924.005
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 96 Well, Material: PS, Oberfläche: Standard, für adhärenente Zellen, Codierungsfarbe: rot, Flachboden, TC Tested, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpedeckel
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	96
Wachstumsfläche	0,29 cm ²
Arbeitsvolumen	0,2 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	0,39 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	16,55 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	2400
Tiefe des Umkartons	567 mm
Breite des Umkartons	372 mm
Höhe des Umkartons	280 mm
Volumen des Umkartons	0,0591 cbm
Gewicht des Produktes	0,0568 kg
Gewicht des Umkartons	8,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917360258
EAN des Umkartons	4038917360241

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

