




Artikelbeschreibung

Bestellnummer	83.3924.500
Artikelbeschreibung	Zellkulturplatte, 96 Well, Material: PS, Oberfläche: Suspension, für Suspensionszellen, Codierungsfarbe: grün, Flachboden, TC Tested, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Kunststoffetikett
Verschlussart	Stülpdeckel
Zelltyp	Suspensionszellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	96
Wachstumsfläche	0,29 cm ²
Arbeitsvolumen	0,2 ml
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	grün

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Volumen max	0,39 ml
Breite des Produktes	85,2 mm
Höhe des Produktes	16,55 mm
Länge des Produktes	127,8 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	TC Tested
Sterilisation	Gammabestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	3200
Tiefe des Umkartons	332 mm
Breite des Umkartons	297 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0212 cbm
Gewicht des Produktes	0,0568 kg
Gewicht des Umkartons	3,54 kg
EAN des Innenkartons	4038917338769
EAN des Umkartons	4038917338752

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

