



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.3932.040
Artikelbeschreibung	TC-Insert, für 24-Well-Platten, Membran: PET, transluzent, Porengröße: 0,4 µm, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	24-Well-Platten
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	0,3 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	0,1 ml - 0,4 ml
Gefäßtyp	TC-Insert
Porengröße	0,4

### **Maße**

Höhe des Produktes	16,32 mm
--------------------	----------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material der Membrane	Polyethylenterephthalat (PET)
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	X-Ray
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	48
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	48
Stück pro Umkarton	1440
Stück pro Palette	23040
Tiefe des Innenkartons	196 mm
Breite des Innenkartons	104 mm
Höhe des Innenkartons	131 mm
Tiefe des Umkartons	410 mm
Breite des Umkartons	435 mm
Höhe des Umkartons	550 mm
Volumen des Umkartons	0,0981 cbm
Gewicht des Produktes	0,0032 kg
Gewicht des Umkartons	7,87 kg
EAN des Innenkartons	4038917371315
EAN des Umkartons	4038917371308

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

