



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	83.9923.929
Artikelbeschreibung	Zellkulturröhre, 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, Spitzboden mit Stehrand, PS, TC-behandelt, für Suspensions- und Monolayerkulturen, steril, 5 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Zelltyp	Suspensions- und Monolayerkulturen
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	10 ml
Gefäßtyp	Röhre
Oberflächeneigenschaft	TC-behandelt
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Zellkulturröhre, (LxØ): 97 x 16 mm, Spitzboden  
mit Stehrand, TC-behandelt**

**Seite 2**

**Maße**

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	97 mm

**Material & Farben**

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	rot

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	5
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	20000
Tiefe des Umkartons	428 mm
Breite des Umkartons	438 mm
Höhe des Umkartons	372 mm
Volumen des Umkartons	0,0697 cbm
Gewicht des Produktes	0,0084 kg
Gewicht des Umkartons	9,2 kg
EAN des Innenkartons	4038917154611
EAN des Umkartons	4038917027878

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**