



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6190.402
Artikelbeschreibung	x-well Zellkulturkammer, 4 Well, auf Deckglas, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 6 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	auf Deckglas
Zelltyp	adhärente Zellen
Anzahl der Wells	4
Wachstumsfläche	1,9 cm ²
Arbeitsvolumen	1 ml
Ablösbarer Rahmen	nein

Maße

Breite des Produktes	24 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Borosilikat-Glas
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	6
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	6
Stück pro Umkarton	96
Stück pro Palette	10368
Tiefe des Innenkartons	127 mm
Breite des Innenkartons	19 mm
Höhe des Innenkartons	258 mm
Tiefe des Umkartons	275 mm
Breite des Umkartons	270 mm
Höhe des Umkartons	185 mm
Volumen des Umkartons	0,0137 cbm
Gewicht des Produktes	0,0101 kg
Gewicht des Umkartons	1,85 kg
EAN des Innenkartons	4038917256735
EAN des Umkartons	4038917256728

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

