



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6000.014
Artikelbeschreibung	lumox® multiwell, Zellkulturplatte, mit Folienboden, 24 Well, Rahmen: schwarz, Rahmen: PS, für adhärenente Zellen, Flachboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	24
Wachstumsfläche	1,9 cm ²
Arbeitsvolumen	500 µl - 1.500 µl
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Breite des Produktes	85,48 mm
Höhe des Produktes	23,4 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

Material & Farben

Material des Produktes	lumox®
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)
Farbe des Rahmen	schwarz

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	16
Stück pro Palette	1024
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0653 kg
Gewicht des Umkartons	1,93 kg
EAN des Innenkartons	4038917254571
EAN des Umkartons	4038917254564

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

