



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 94.6077.333 |
| Artikelbeschreibung | lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 35 mm, für Suspensionszellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------|----------------------|
| Verschlussart | Stülpdeckel |
| Ausführung | mit Folienboden |
| Zelltyp | Suspensionszellen |
| Bodenform | Flachboden |
| Wachstumsfläche | 6,35 cm ² |
| Arbeitsvolumen | 2,5 ml |
| Gefäßtyp | Schale |
| Codierung Farbe | grün |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**lumox® dish 35, Zellkulturschale, mit
Folienboden, Ø: 35 mm, Suspensionszellen**

Seite 2

Maße

Durchmesser 35 mm
Höhe des Produktes 6 mm

Material & Farben

Material des Produktes lumox®
Material des Rahmens Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 250
Stück pro Palette 15000
Tiefe des Umkartons 348 mm
Breite des Umkartons 253 mm
Höhe des Umkartons 265 mm
Volumen des Umkartons 0,0233 cbm
Gewicht des Produktes 0,0037 kg
Gewicht des Umkartons 1,91 kg
EAN des Innenkartons 4038917255141
EAN des Umkartons 4038917255134

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT