



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.410
Artikelbeschreibung	lumox® dish 50, Zellkulturschale, mit Folienboden, Ø: 50 mm, für adhärenente Zellen, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 5 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Wachstumsfläche	20,35 cm ²
Arbeitsvolumen	5 ml - 10 ml
Gefäßtyp	Schale
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**lumox® dish 50, Zellkulturschale, mit
Folienboden, Ø: 50 mm, adhärenente Zellen**

Seite 2

Maße

Durchmesser 50 mm
Höhe des Produktes 12 mm

Material & Farben

Material des Produktes lumox®
Material des Rahmens Polystyrol (PS)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit ja
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 50
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 50
Stück pro Umkarton 200
Stück pro Palette 7200
Tiefe des Umkartons 362 mm
Breite des Umkartons 162 mm
Höhe des Umkartons 125 mm
Volumen des Umkartons 0,0073 cbm
Gewicht des Produktes 0,009 kg
Gewicht des Umkartons 4,59 kg
EAN des Innenkartons 4038917255233
EAN des Umkartons 4038917255226

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT