



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6110.024
Artikelbeschreibung	lumox® multiwell, Zellkulturplatte, mit Folienboden, 24 Well, Rahmen: schwarz, Rahmen: PS, für adhärenente Zellen, Flachboden, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Stülpedeckel
Ausführung	mit Folienboden
Zelltyp	adhärenente Zellen
Bodenform	Flachboden
Anzahl der Wells	24
Wachstumsfläche	1,9 cm <sup>2</sup>
Arbeitsvolumen	500 µl - 1.500 µl
Gefäßtyp	Platte
Codierung Farbe	rot

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Breite des Produktes	85,48 mm
Höhe des Produktes	23,4 mm
Länge des Produktes	127,76 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	lumox®
Material des Rahmens	Polystyrol (PS)
Farbe des Rahmen	schwarz

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	20
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	1
Stück pro Umkarton	20
Stück pro Palette	1920
Tiefe des Umkartons	333 mm
Breite des Umkartons	303 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0151 cbm
Gewicht des Produktes	0,065 kg
Gewicht des Umkartons	1,67 kg
EAN des Innenkartons	4038917255448
EAN des Umkartons	4038917255431

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

