



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer 94.6001.054  
Artikelbeschreibung miniPERM® , Ständer, für miniPERM® Bioreaktor, nicht autoklavierbar, 4 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Passend für miniPERM® Bioreaktor

### **Material & Farben**

Material des Produktes Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)  
Farbe des Produktes weiß

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	4
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	672
Tiefe des Umkartons	588 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	255 mm
Volumen des Umkartons	0,0597 cbm
Gewicht des Produktes	0,085 kg
Gewicht des Umkartons	3,7 kg
EAN des Innenkartons	4038917254786
EAN des Umkartons	4038917254779

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

