



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6001.055
Artikelbeschreibung	miniPERM® , classic Produktionsmodul, Zellkulturkompartiment, zur Protein-, Virus- und Biomasseproduktion, für Suspensionszellen, Volumen Produktmodul: 35 ml, nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	für Suspensionszellen
Anwendungsbereich	zur Protein-, Virus- und Biomasseproduktion
Zelltyp	Suspensionszellen

### **Maße**

Volumen des Produktionsmodules	35 ml
Durchmesser	102 mm
Höhe des Produktes	37 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Material der Dialysemembrane	Celluloseacetat (CA)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Pyrogenfreiheit	ja
Nicht zytotoxisch	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	4
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	480
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	364 mm
Höhe des Umkartons	310 mm
Volumen des Umkartons	0,0562 cbm
Gewicht des Produktes	0,1414 kg
Gewicht des Umkartons	5,13 kg
EAN des Innenkartons	4038917385619
EAN des Umkartons	4038917385596

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

