



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6001.153
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Versorgungsmodul, für miniPERM® Produktionsmodul, autoklavierbar bis 121 °C, pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch, 1 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	miniPERM® Produktionsmodul
Arbeitsvolumen	350 ml - 450 ml
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Nennvolumen	400 ml
Durchmesser	102 mm
Höhe des Produktes	129 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polycarbonat (PC)
Material des Verschlusses	High Density Polyethylen (HD-PE)

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	pyrogenfrei/endotoxinfrei, nicht zytotoxisch
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	4
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	4
Stück pro Umkarton	24
Stück pro Palette	480
Tiefe des Umkartons	498 mm
Breite des Umkartons	364 mm
Höhe des Umkartons	310 mm
Volumen des Umkartons	0,0562 cbm
Gewicht des Produktes	0,1208 kg
Gewicht des Umkartons	4,74 kg
EAN des Innenkartons	4038917254991
EAN des Umkartons	4038917254984

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

