



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	94.6077.135
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Luer-Kanüle, für miniPERM® Bioreaktor, Luer (w), nicht autoklavierbar, steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Passend für	miniPERM® Bioreaktor
Anschluss	Luer (w)

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Edelstahl
------------------------	-----------

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril, pyrogenfrei/endotoxinfrei
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1200
Stück pro Palette	129600
Tiefe des Umkartons	383 mm
Breite des Umkartons	193 mm
Höhe des Umkartons	190 mm
Volumen des Umkartons	0,014 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	1,8 kg
EAN des Innenkartons	4038917255899
EAN des Umkartons	4038917255882

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

