



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	94.6077.136
Artikelbeschreibung	miniPERM® , Einmalspritze 2 ml, für miniPERM® Bioreaktor, Luer, nicht autoklavierbar, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Passend für	miniPERM® Bioreaktor
Anschluss	Luer

Maße

Volumen max	2 ml
-------------	------

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
------------------------	-------------------

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	Medizinprodukt
CE-Zertifizierung	CE Lieferant
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	100
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	100
Stück pro Palette	32400
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,003 kg
Gewicht des Umkartons	0,42 kg
EAN des Innenkartons	4038917255929
EAN des Umkartons	4038917255912

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

